

Fillerina®



SWISS
PATENT
CH 705 713

Fillerina®

Nuova Formula Potenziata

Fillerina® Biorevitalizing

Nuova Formula Potenziata

LABO
LABO COSMOPHAR

Fillerina[®]

Nuova Formula Potenziata

*Hyaluronic Acid Monomer 0,4K Da • Sodium Hyaluronate 0,8K Da • Hyaluronic Acid 1K Da
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate 5K Da • Hydrolyzed Hyaluronic Acid 50K Da
Sodium Hyaluronate 200K Da • Sodium Hyaluronate 2.000K Da • Sodium Hyaluronate
Crosspolymer • Nutrifull • Palmitoyl Hexapeptide-52 • Palmitoyl Heptapeptide-18*

Effetto filler con 8 acidi ialuronici di cui i 4 a più basso peso molecolare aumentati del 25%

Effetto decontraente con 2 potenti molecole peptidiche per i solchi glabellari, naso-genieni e del contorno labbra

- Per le depressioni della pelle (rughe di invecchiamento e solchi di espressione)
- Per i cedimenti dei tratti del viso
- Per il volume degli zigomi e delle labbra
- Per la distensione dei solchi glabellari, naso-genieni e del contorno labbra

LABO
LABO COSPROPHAR

FILLER DA FARE A CASA

Fillerina, a cui Labo lavora fin dal 2007 (il marchio è stato registrato lo stesso anno), è un **trattamento filler dermocosmetico** da fare a casa: per la sua modalità d'azione viene proposto come intervento riempitivo ad uso domiciliare di impiego cosmetico con applicazioni esterne.

PRINCIPI ATTIVI

Con l'avanzare dell'età la quantità di acido ialuronico della pelle si riduce progressivamente, causando inestetismi quali rughe e solchi di espressione e di invecchiamento, perdita di volume (svuotamento e depressioni cutanee, cedimento dei tessuti ecc.) in particolare su zigomi e labbra. In Fillerina Nuova Formula Potenziata viene utilizzata una miscela di **8 acidi ialuronici** di varie dimensioni e pesi molecolari (vedi tabella pag. 4), particolarmente efficaci nella penetrazione degli strati cutanei (test ex-vivo tramite Celle di Franz) per favorire il riempimento e il rimpolpamento dei tessuti.

In particolare i 4 acidi ialuronici a più basso peso molecolare (400 Dalton, 800 Dalton, 1000 Dalton, 5000 Dalton) sono inseriti nella Nuova Formula Potenziata con un incremento di concentrazione pari al 25% rispetto alle altre formule di Fillerina sia per un maggiore effetto di riempimento a livello profondo, sia per una più lunga resistenza alla ialuronidasi.

Fondamentale nella Nuova Formula Potenziata è la presenza di due potenti molecole peptidiche che svolgono un **efficace effetto decontraente** sui solchi di espressione (in particolare i solchi glabellari, naso-genieni e del contorno labbra). Questi solchi oppongono maggiore resistenza all'effetto filler perché le terminazioni nervose cutanee li mantengono contratti, impedendo loro di distendersi e di favorire l'effetto filler negli strati dermici sottostanti. Le due molecole decontraenti Palmitoyl Hexapeptide-52 e Palmitoyl Heptapeptide-18 aiutano a "sbloccare" i solchi più profondi, naso-genieni, glabellari e del contorno labbra, permettendone la colmatura tramite penetrazione transdermica degli acidi ialuronici.

FILLERINA NUOVA FORMULA POTENZIATA TRATTAMENTI EFFETTO RIEMPIATIVO

I Trattamenti effetto riempitivo Fillerina Nuova Formula Potenziata ad uso domiciliare sono composti dal filler in gel (Fillerina 1), ad alto contenuto di acidi ialuronici ad assorbimento immediato e dal Velo Nutriente (Fillerina 2) da utilizzare dopo il Gel.

Contiene:

14 dosi da 2 ml di filler ad effetto riempitivo in gel
14 dosi da 2 ml di velo nutriente
2 applicatori di precisione



Fillerina Complesso
Brevetto Svizzero CH 705 713 B1.

Applicatore cosmetico di precisione
con cannula ad estremità tronca:
Brevetto Svizzero CH 695 412 A5.
Uso esterno. Non iniettare.



4


I DOSAGGI

I Trattamenti effetto riempitivo dermo-cosmetico ad uso domiciliare Fillerina Nuova Formula Potenziata offrono 3 concentrazioni (chiamate Gradi Plus) con mix diversificati di 8 molecole di acidi ialuronici e 2 molecole decontraenti, da scegliere in base alle condizioni della pelle e delle rughe o solchi.

Grado 3-Bio: Rughe e solchi di espressione visibili. Presenza di rughe di invecchiamento e microrilievo segnato con regolarità discontinua. Visibile rilassamento e cedimento dei tessuti.

Grado 4-Bio: Rughe e solchi di espressione profondi. Rughe di invecchiamento con microrilievo evidente, segnato e irregolare. Evidente rilassamento e cedimento dei tessuti.

Grado 5-Bio: Rughe e solchi di espressione molto profondi. Rughe di invecchiamento con microrilievo molto segnato e molto irregolare. Grave rilassamento e cedimento dei tessuti.



5

MODALITÀ D'USO

Il **Trattamento effetto riempitivo Fillerina Nuova Formula Potenziata** deve essere applicato tutti i giorni per 14 giorni, al mattino o alla sera, secondo necessità o abitudini, utilizzando 2 ml di filler ad effetto riempitivo in gel (**Fillerina 1**) da distribuire sulle rughe, sul microrilievo più segnato e sulle zone con particolari necessità di rimpolpamento (zigomi, labbra). Per favorire l'attività di Fillerina si consiglia di utilizzare il preparato solo su cute pulita e libera da sebo e impurità.

L'applicazione deve essere effettuata grazie allo speciale **Dosatore/Applicatore** che permette di prelevare in due volte 1 ml di preparato (per un totale di 2 millilitri per applicazione) e di rilasciarlo con precisione nelle zone desiderate. Si lascia agire il filler in gel per 10 minuti per permettere agli attivi di "riempire" le zone di applicazione. Far penetrare il residuo di preparato tramite tamponamenti da eseguire con il palmo delle mani. Non effettuare massaggi o movimenti rotatori per evitare l'eventuale formazione di residui di superficie. Un'eventuale sensazione di tensione della pelle è dovuta all'azione del prodotto.

Applicare quindi il **Velo Nutriente (Fillerina 2)** che garantisce un adeguato apporto di sostanze idratanti e nutrienti e permette di concludere l'applicazione filler con il massimo comfort per la pelle del viso e del collo. Prelevare da 1 a 2 ml di Velo a seconda delle necessità e distribuirlo su tutto il viso e collo.



Per facilitare l'attività del preparato, si consiglia di assumere 2 bicchieri d'acqua prima dell'applicazione di Fillerina Biorevitalizing Gel.

FILLERINA NUOVA FORMULA POTENZIATA

Trattamenti quotidiani

I Trattamenti Quotidiani Fillerina Nuova Formula Potenziata sono disponibili in tre dosaggi corrispondenti ai Trattamenti Intensivi Effetto Filler.

Crema Giorno Fillerina Nuova Formula Potenziata Tubo 50 ml: da utilizzare da sola o in abbinamento agli altri preparati Fillerina. Dosaggi dal Grado 3 Plus al Grado 5 Plus. Applicare al mattino su viso e collo puliti facendo assorbire con un leggero massaggio.

Crema Notte Fillerina Nuova Formula Potenziata Tubo 50 ml: da utilizzare da sola o in abbinamento agli altri preparati Fillerina. Dosaggi dal Grado 3 Plus al Grado 5 Plus. Applicare la sera su viso e collo puliti facendo assorbire con un leggero massaggio.

Crema Contorno Occhi Fillerina Nuova Formula Potenziata Tubo 15 ml: da utilizzare da sola o in abbinamento agli altri preparati Fillerina. Dosaggi dal Grado 3 Plus al Grado 5 Plus. Con viso pulito, applicare mattino e sera sul contorno occhi facendo assorbire con un leggero massaggio.

Crema Contorno Labbra Fillerina Nuova Formula Potenziata Tubo 15 ml: da utilizzare da sola o in abbinamento agli altri preparati Fillerina. Dosaggi dal Grado 3 Plus al Grado 5 Plus. Con viso pulito, applicare mattino e sera sul contorno labbra facendo assorbire con un leggero massaggio.



LABO
LABO COSPROPHAR

Fillerina® Biorevitalizing

Nuova Formula Potenziata

*Hyaluronic Acid Monomer 0,4K Da • Sodium Hyaluronate 0,8K Da • Hyaluronic Acid 1K Da
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate 5K Da • Hydrolyzed Hyaluronic Acid 50K Da • Sodium
Hyaluronate 200K Da • Sodium Hyaluronate 2.000K Da • Sodium Hyaluronate Crosspolymer
Matrifull Condrotin Solfato • EGF • bFGF • TGFβ3 • Palmitoyl Hexapeptide-52 • Palmitoyl
Heptapeptide-18 • 20 Aminoacidi • 11 Vitamine: Vitamina A, Vitamina C, Vitamina E e B
Vitamine del Gruppo B • 6 Oligoelementi: Calcio, Ferro, Magnesio, Manganese, Rame e Zinco
2 Acidi nucleici: DNA ed RNA idrolizzati*

Effetto filler con 8 acidi ialuronici di cui i 4 a più basso peso molecolare aumentati del 25%

Effetto decontraente con 2 potenti molecole peptidiche per i solchi glabellari, naso-genieni e del contorno labbra

Effetto biorivitalizzante con 20 aminoacidi, 11 vitamine, 6 oligoelementi e 2 acidi nucleici

- Per le depressioni della pelle (distensione e riempimento delle rughe di invecchiamento e solchi di espressione)
- Per i cedimenti dei tratti del viso
- Per il volume degli zigomi e delle labbra
- Per la distensione dei solchi glabellari, naso-genieni e del contorno labbra
- Per la biorivitalizzazione della pelle

LABO
LABO COSPROPHAR

EFFETTO FILLER ED EFFETTO DECONTRAENTE

Fillerina, a cui Labo lavora fin dal 2007 (il marchio è stato registrato lo stesso anno), è un **trattamento filler dermocosmetico** da fare a casa: per la sua modalità d'azione viene proposto come intervento riempitivo ad uso domiciliare di impiego cosmetico con applicazioni esterne.

Con l'avanzare dell'età la quantità di acido ialuronico della pelle si riduce progressivamente, causando inestetismi quali rughe e solchi di espressione e di invecchiamento, perdita di volume (svuotamento e depressioni cutanee, cedimento dei tessuti ecc.) in particolare su zigomi e labbra. In Fillerina Biorevitalizing Nuova Formula Potenziata viene utilizzata una miscela di **8 acidi ialuronici** di varie dimensioni e pesi molecolari (vedi tabella pag. 6), particolarmente efficaci nella penetrazione degli strati cutanei (test ex-vivo tramite Celle di Franz) per favorire il riempimento e il rimpolpamento dei tessuti.

In particolare i 4 acidi ialuronici a più basso peso molecolare (400 Dalton, 800 Dalton, 1000 Dalton, 5000 Dalton) sono inseriti nella nuova formula potenziata con un incremento di concentrazione pari al 25% rispetto alle altre formule di Fillerina sia per un maggiore effetto di riempimento a livello profondo, sia per una più lunga resistenza alla ialuronidasi.

Fondamentale nella Nuova Formula Potenziata è la presenza di due potenti molecole peptidiche che svolgono un **efficace effetto decontraente** sui solchi di espressione (in particolare i solchi glabellari, naso-genieni e del contorno labbra). Questi solchi oppongono maggiore resistenza all'effetto filler perché le terminazioni nervose cutanee li mantengono contratti, impedendo loro di distendersi e di favorire l'effetto filler negli strati dermici sottostanti. Le due molecole decontraenti Palmitoyl Hexapeptide-52 e Palmitoyl Heptapeptide-18 aiutano a "sbloccare" i solchi più profondi, naso-genieni, glabellari e del contorno labbra, permettendone la colmatatura tramite penetrazione transdermica degli acidi ialuronici.

EFFETTO BIORIVITALIZZANTE

In Fillerina Biorevitalizing Nuova Formula Potenziata sono stati inseriti, a fianco degli acidi ialuronici ad effetto filler e delle molecole peptidiche ad effetto decontraente, tutti i componenti necessari per la vitalità della pelle che costituiscono i tessuti cutanei e nei quali con l'età si riducono drasticamente i processi fisiologici propri della pelle giovane.

Il preparato contiene **20 aminoacidi, 11 vitamine, 6 oligoelementi e 2 acidi nucleici**: il loro grande potere di penetrazione è dovuto al peso molecolare estremamente ridotto delle sostanze ed è stato testato tramite celle di Franz con test ex-vivo. Il piccolissimo peso in Dalton (vedi tabelle) rende queste sostanze in grado di penetrare nella pelle donandole luminosità, compattezza, levigatezza, splendore.

I 20 aminoacidi hanno un peso molecolare tra i 75 e i 204 Dalton, le 11 vitamine (vit. A, vit. C, vit. E e vitamine del gruppo B) hanno un peso molecolare da 122 a 1500 Dalton, i 6 oligoelementi (Calcio, Ferro, Magnesio, Manganese, Rame e Zinco) con peso molecolare dai 95 ai 162 Dalton e 2 acidi nucleici (DNA e RNA idrolizzati) con peso molecolare dai 660 e dai 330 Dalton rispettivamente.

Il complesso Biorivitalizzante è contenuto sia nel Gel che nel Velo.

Fillerina Biorevitalizing Nuova Formula Potenziata contiene inoltre Matrifull, un Esapeptide, Condroitin Solfato e 3 Fattori di Crescita.

FILLERINA BIOREVITALIZING NUOVA FORMULA POTENZIATA TRATTAMENTI EFFETTO RIEMPIATIVO E BIORIVITALIZZANTE

I Trattamenti effetto riempitivo Fillerina Biorevitalizing Nuova Formula Potenziata ad uso domiciliare sono composti dal filler in gel (Fillerina 1), ad alto contenuto di acidi ialuronici ad assorbimento immediato, dal Velo Nutriente (Fillerina 2) da utilizzare dopo il Gel e dal tubo di Pre-Fillerina Detergente Cutaneo Preparatorio da utilizzare con la spazzola Pre-Fillerina in dotazione prima dell'applicazione di Gel e Velo.



Fillerina Complesso

Brevetto Svizzero CH 705 713 B1.

Applicatore cosmetico di precisione

con cannula ad estremità tronca:

Brevetto Svizzero CH 695 412 A5.

Uso esterno. Non iniettare.



I DOSAGGI

I Trattamenti Fillerina Biorevitalizing Nuova Formula Potenziata differiscono in concentrazioni di sostanze attive che sono state studiate appositamente per diverse condizioni di pelle e tessuti cutanei, condizioni che dipendono dal grado di invecchiamento della pelle e dai danni subiti da derma, epidermide e strato corneo nel corso degli anni. Sono disponibili 3 dosaggi crescenti dei principi attivi ad effetto filler, decontraente e biorivitalizzante:

Grado 3-Bio: Rughe e solchi di espressione visibili. Presenza di rughe di invecchiamento e microrilievo segnato con regolarità discontinua. Visibile rilassamento e cedimento dei tessuti. Colorito spento, pelle sciupata.

Grado 4-Bio: Rughe e solchi di espressione profondi. Rughe di invecchiamento con microrilievo evidente, segnato e irregolare. Evidente rilassamento e cedimento dei tessuti. Colorito spento, pelle danneggiata e indebolita.

Grado 5-Bio: Rughe e solchi di espressione molto profondi. Rughe di invecchiamento con microrilievo molto segnato e molto irregolare. Grave rilassamento e cedimento dei tessuti. Colorito spento, pelle danneggiata e avvizzita.



12

MODALITÀ D'USO

1. Pre-Fillerina - detersione profonda del viso

Prima dell'applicazione di Fillerina Gel è necessario preparare la pelle con lo speciale Detergente Cutaneo Preparatorio da utilizzare con la specifica spazzola Pre-Fillerina in dotazione. Sulla pelle asciutta applicare una noce di Detergente Pre-Fillerina e distribuirlo sul viso. Con la spazzola Pre-Fillerina leggermente inumidita lavorare il Detergente con movimenti rotatori fino a formare una schiuma molto leggera. Insistere nelle zone particolarmente difficili (T-zone, zigomi, ecc.). Sciacquare con acqua tiepida e asciugare con cura.

Il Detergente Cutaneo Preparatorio Pre-Fillerina non contiene SLES, non contiene sapone ed è adatto ad una pulizia quotidiana profonda della pelle del viso.

2. Trattamento Fillerina Biorevitalizing Nuova Formula Potenziata - applicazioni topiche

Il trattamento effetto filler e biorivitalizzante dermo-cosmetico Fillerina Biorevitalizing Nuova Formula Potenziata ad uso domiciliare è un preparato ad uso topico di impiego cosmetico da utilizzare per 14 giorni.

Il **Trattamento effetto riempitivo Fillerina Biorevitalizing** deve essere applicato tutti i giorni per 14 giorni, al mattino o alla sera, secondo necessità o abitudini, utilizzando 2 ml di filler ad effetto riempitivo e biorivitalizzante in Gel (Fillerina 1) da distribuire sulle rughe, sul microrilievo più segnato e sulle zone con particolari necessità di rimpolpamento (zigomi, labbra). Per favorire l'attività di Fillerina si consiglia di utilizzare il preparato solo su cute pulita e libera da sebo e impurità. L'applicazione deve essere effettuata grazie allo speciale **Dosatore/Applicatore** che permette di prelevare in due volte 1 ml di preparato (per un totale di 2 millilitri per applicazione) e di rilasciarlo con precisione solo nelle zone quali solchi e rughe di viso e collo, zigomi e labbra. Si lascia agire il Gel filler biorivitalizzante per 10 minuti per permettere agli attivi di "riempire" le zone di applicazione.

13

MODALITÀ D'USO

Trascorso questo tempo distribuirlo uniformemente su tutto il viso e il collo e lasciarlo in posa altri 10 minuti per favorire la penetrazione degli attivi biorivitalizzanti su queste zone.

Dopo 10 minuti applicare quindi il Velo biorivitalizzante prelevando da 1 a 1,5 millilitri di Velo a seconda delle necessità distribuendolo su tutto il viso e collo picchiettando leggermente.

Non effettuare massaggi o movimenti rotatori che potrebbero compromettere la corretta penetrazione del prodotto. L'eventuale formazione di residui sotto forma di trucioli (facilmente asportabili con le dita/o un pennello da cipria) è indicativa dell'eccedenza di prodotto rispetto al bisogno soggettivo dei tessuti cutanei trattati. In tal caso si consiglia una riduzione della dose di Gel (1,5 o 1 millilitro anziché 2). Un'eventuale sensazione di tensione della pelle è dovuta all'azione degli attivi presenti nel preparato.



Per facilitare l'attività del preparato, si consiglia di assumere 2 bicchieri d'acqua prima dell'applicazione di Fillerina Biorevitalizing Gel.

FILLERINA BIOREVITALIZING NUOVA FORMULA POTENZIATA

Trattamenti quotidiani

I Trattamenti quotidiani Fillerina Biorevitalizing sono disponibili in tre dosaggi corrispondenti ai Trattamenti Intensivi Effetto Filler e Biorivitalizzante.

Crema Giorno Fillerina Biorevitalizing Nuova Formula Potenziata, Tubo 50 ml: da utilizzare da sola o in abbinamento agli altri preparati Fillerina. Dosaggi dal Grado 3-Bio al Grado 5-Bio. Applicare al mattino su viso e collo puliti facendo assorbire con un leggero massaggio.

Crema Notte Fillerina Biorevitalizing Nuova Formula Potenziata, Tubo 50 ml: da utilizzare da sola o in abbinamento agli altri preparati Fillerina. Dosaggi dal Grado 3-Bio al Grado 5-Bio. Applicare la sera su viso e collo puliti facendo assorbire con un leggero massaggio.

Crema Contorno Occhi Fillerina Biorevitalizing Nuova Formula Potenziata, Tubo 15 ml: da utilizzare da sola o in abbinamento agli altri preparati Fillerina. Dosaggi dal Grado 3-Bio al Grado 5-Bio. Con viso pulito, applicare mattino e sera sul contorno occhi facendo assorbire con un leggero massaggio.

Crema Contorno Labbra Fillerina Biorevitalizing Nuova Formula Potenziata, Tubo 15 ml: da utilizzare da sola o in abbinamento agli altri preparati Fillerina. Dosaggi dal Grado 3-Bio al Grado 5-Bio. Con viso pulito, applicare mattino e sera sul contorno labbra facendo assorbire con un leggero massaggio.



LABO
LABO COSPROPHAR

Fillerina®

Fillerina®
Nuova Formula Potenziata

Fillerina® Biorevitalizing
Nuova Formula Potenziata



SWISS
PATENT
CH 705 713

Rughe
della Fronte _____

Solchi
Glabellari _____

Volume
Zigomi _____

Solchi
Naso-Genieni _____

Volume
Labbra _____

Rughe
del Collo _____



LABO
LABO COSPROPHAR